

# Dynacast® Prelude

Einfach und schnell.

## Produkt

Dynacast® Prelude ist ein Schienensystem aus synthetischem Glasfasermaterial. Die Applikation ist einfach und ideal zum Stützen sowie zur Ruhigstellung frischer Frakturen und Weichteilverletzungen und erlaubt eine frühzeitige Mobilisierung.

Dynacast® Prelude gewährleistet durch seine hohe Festigkeit und Stabilität eine gute Fixierung der Verletzung. Es ist leicht und einfach in der Handhabung, hat schon nach 20 Minuten die maximale Festigkeit und weist durch seine beidseitige Polsterung einen hohen Patientenkomfort auf. Dynacast® Prelude besteht aus einem hochfesten, 1-lagig gewirktem Glasfaserkern und ist besonders anpassungsfähig. Dies reduziert die Gefahr der Faltenbildung und mindert das Risiko der Entstehung von Druckstellen.

Dynacast® Prelude besteht aus Glasfasergewebe, beschichtet mit Polyurethanharz und einer beidseitigen Polypropylenpolsterung.



Durch individuellen Zuschnitt ist Dynacast® Prelude besonders kosteneffektiv. Die weiche Polypropylenschicht sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.



Schnelle, sichere und einfache Immobilisierung bei jedem Anwendungsfall.

## Anwendung

Dynacast® Prelude eignet sich zur teilweisen oder kompletten Ruhigstellung

- bei Distorsionen, Weichteil-, Kapsel- oder Bandverletzungen, Sehnenverletzungen und frischen Frakturen
- zur Stützung von Weichteilverletzungen und Fissuren
- ideal für die oberen Extremitäten

Anwendungsdauer: einige Tage bis zu mehreren Wochen

## Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Rollenware				
7141800	4,6 m x 2,5 cm	1	1/2	07465788
7142000	4,6 m x 5,0 cm	1	1/2	07465794
7142100	4,6 m x 7,5 cm	1	1/2	07465802
7141500	4,6 m x 10,0 cm	1	1/2	07465819
7141600	4,6 m x 12,5 cm	1	1/2	07465765
7141700	4,6 m x 15,0 cm	1	1/2	07465771
7141900	2,3 m x 20,0 cm	1	1/2	00816629
Splints, vorgeschritten				
7286900	25 cm x 5,0 cm	5	1/4	02405787
4722200	30 cm x 7,5 cm	5	1/4	01869036
4722300	40 cm x 7,5 cm	5	1/4	01869160
4722400	30 cm x 10,0 cm	5	1/4	01869094
4722500	40 cm x 10,0 cm	5	1/4	01869220
4722600	76 cm x 10,0 cm	4	1/4	01869243
4722700	65 cm x 12,5 cm	4	1/4	01869131
4723500	76 cm x 12,5 cm	4	1/4	01869289

LATEX  
FREE  
FORMULA

Latexfreie Rezeptur

