

Leukopor®

Das sanfte Pflaster für die besonders empfindliche Haut.

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukopor® ist ein strahlenindifferentes, leicht von Hand reißbares, weißes Fixierpflaster, das auf Grund seiner Hautfreundlichkeit für extrem empfindliche Haut geeignet ist. Es passt sich auch konturierten Körperpartien gut an. Leukopor® ist wasserabweisend und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft. Es ist luft- und wasserdampfdurchlässig und neutral gegenüber Kunststoff und Gummi.

Leukopor® besteht aus einem Träger aus Polyester-viskosevlies, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.



Leukopor® für die sensible Babyhaut und für die empfindliche ältere Haut.



Leukopor® eignet sich hervorragend für Patienten mit empfindlicher, sensibler Haut oder für Dauerverbände.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Fixierung von Elektroden und sonstigen Messelementen



Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0247100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	01698793
0247200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	01698801
0247400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	01698818
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0248100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593563
0248200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593586
0248400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593592
Anstaltspackung auf Kunststoffkern			
0245300	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593600
0245400	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593617
0245500	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593623

CA3_62000010_01