

Leukoplast®

Das starke Pflaster für die normal empfindliche Haut.

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoplast® ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss. Leukoplast® ist ein wasserabweisendes, hautfarbenes Fixierpflaster mit wasserabweisender Oberfläche für normal empfindliche Haut. Es ist außergewöhnlich zugfest und weist eine hohe Sofort- und Dauerklebkraft auf. Leukoplast® haftet auch bei starker Belastung fest und sicher und ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

Leukoplast® besteht aus einem Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose), beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber.



Hohe Klebkraft, außergewöhnlich zugfest und luftdurchlässig.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- für Streckverbände



Leukoplast® ist auch mit Euroflasche lieferbar.



Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0152100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	00625987
0152200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00625993
0152400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	00626001
im Schutzring mit Euroflasche			
0152101	5,0 m x 1,25 cm	12/120	00396096
0152202	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00396104
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0153100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593474
0153200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593480
0153400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593497
0153600	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593505
0153700	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593511
0153900	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593528

CA3_6200002_01