

Leukomed® T plus

Der sterile, wasserdichte Wundverband für sezernierende Wunden.

Produkt

Leukomed® T plus bietet nicht nur dem Anwender eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch der Patient profitiert von den wasser- und keimdichten Eigenschaften des sterilen Wundverbandes. Dieser postoperative Folienverband mit seiner stark saugfähigen Wundauflage ermöglicht es dem Patienten, seine gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen. Der partielle Klebeauftrag erhält die Atmungsaktivität der Folie und reduziert das Risiko von Mazerationen. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und eine sichere Anwendung gewährleistet. Die hochflexible, wasserdichte Folie hat einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut. Leukomed® T plus ist steril und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Keime. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung und verhindern ungewolltes Aufrollen. Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch wenn Handschuhe getragen werden.

Leukomed® T plus besteht aus einer extradünnen Polyurethanfolie, partiell beschichtet mit Polyacrylatkleber. Die Wundaufgabe besteht aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.



Transparent,
saugstark,
wasserdicht
und steril.

Anwendung

- nach chirurgischen Eingriffen
- nach Unfallverletzungen
- zum Schutz der Wunde, zum Beispiel beim Duschen oder bei der Hydrotherapie



Leukomed® T plus erleichtert die frühe Wiederaufnahme von Alltagsaktivitäten. Die Wundaufgabe von Leukomed® T plus absorbiert zuverlässig Wundsekret.

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Wundaufgabe	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7238200	7,2 cm x 5 cm	4 cm x 2,8 cm	50	1/8	01051040
7238201	10,0 cm x 8 cm	6 cm x 4,0 cm	50	1/6	01051063
7238202	15,0 cm x 8 cm	11 cm x 4,0 cm	50	1/6	01051092
7238214	20,0 cm x 10 cm	16 cm x 5,0 cm	50	1/8	05561051
7238203	25,0 cm x 10 cm	20 cm x 5,0 cm	50	1/8	01051117
7238204	30,0 cm x 10 cm	25 cm x 5,0 cm	50	1/8	01051146
7238205	35,0 cm x 10 cm	30 cm x 5,0 cm	50	1/8	01051175
7238206	7,2 cm x 5 cm	4 cm x 2,8 cm	5	1/38	01051198
7238207	10,0 cm x 8 cm	6 cm x 4,0 cm	5	1/38	01051206
7238208	15,0 cm x 8 cm	11 cm x 4,0 cm	5	1/36	01051212
7238215	20,0 cm x 10 cm	16 cm x 5,0 cm	5	1/36	05561068
7238209	25,0 cm x 10 cm	20 cm x 5,0 cm	5	1/36	01051100
7238210	30,0 cm x 10 cm	25 cm x 5,0 cm	5	1/36	01051086
7238211	35,0 cm x 10 cm	30 cm x 5,0 cm	5	1/36	01051057

**LATEX
FREE
FORMULA**

Latexfreie Rezeptur

