

Delta-Dry® Softliner

Die hygienische Lösung, die alles mitmacht.

Produkt

Wasserabweisende Produkte sind in der modernen Casttherapie nicht mehr wegzudenken, denn Patienten möchten wie gewohnt Hände waschen, duschen und schwimmen gehen.

Der Delta-Dry® Softliner setzt hier neue Maßstäbe für Anwender und Patient: bessere Hygiene, hoher Patientenkomfort, weniger ungeplante Castwechsel und eine extrem einfache Applikation.

Durch das innovative Material mit dem Quick-Dry-System zeichnet sich der Delta-Dry® Softliner durch seine besondere Trocknungsweise und dem daraus folgenden hohen Hygienestandard für den Anwender aus. Der Polsterverband schafft durch eine einfache und schnelle Anlage eine optimale Unterpolsterung, so dass durch den passgenauen und enganliegenden Sitz keine weiteren Polstermaterialien benötigt werden. Zudem ist eine sichere Abnahme des Verbandes für den Patienten gewährleistet, da die Fasern des Delta-Dry® Softliner bei der Benutzung von heißen Sägeblättern nicht zerstört werden.

Delta-Dry® Softliner besteht aus 100% Nylon.




Delta-Dry® Softliner – der neue Standard der modernen Casttherapie.

Anwendung

Delta-Dry® Softliner eignet sich zur Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden. Am besten geeignet für

- nicht dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen
- Verstauchungen
- synth. Stützverbände an Unterarm und Unterschenkel

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen



**LATEX
FREE
FORMULA**

Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7277901	10 m x 2,5 cm	1/4	09531348
7277902	10 m x 5,0 cm	1/4	09531354
7277903	10 m x 7,5 cm	1/3	09531360
7277904	10 m x 10,0 cm	1/2	09531383
7277905	10 m x 12,5 cm	1/2	09531408

CA3_62000111_01