

Delta-Cast® Elite

Die fortschrittliche Lösung.

Produkt

Delta-Cast® Elite bietet alle Vorteile eines zeitgemäßen glasfaserfreien Castmaterials. Durch seine Eigenschaften ermöglicht Delta-Cast® Elite eine effiziente Therapie. Delta-Cast® Elite lässt sich sehr einfach verarbeiten. Das exzellente Abrollverhalten begünstigt ein durchgängiges und gleichmäßiges Wickeln. Das elastische Trägermaterial unterstützt die faltenfreie Anlage des Verbandes, insbesondere an schwierigen Körperpartien wie Ferse und Ellenbogen. So verringert sich die Gefahr von Taschenbildung und das Risiko von Instabilität oder der Bildung von Druckstellen. Die hervorragende Lamination des gewickelten Verbandes sorgt für eine rigide und sichere Immobilisation. Durch seine glatte Oberfläche ist Delta-Cast® Elite angenehm zu tragen und schont die Kleidung. Delta-Cast® Elite kann mit handelsüblichen Untersuchungshandschuhen angelegt werden und ist röntgentransparent.

Technische Daten:

- Tauchwassertemperatur: ca. 20°C bis 22°C (max. 25°C)
- offene Zeit: ca. 3–5 Minuten
- Belastbarkeit: voll belastbar nach 20 Minuten

Delta-Cast® Elite besteht aus einem elastischen Polyestergewirk und ist mit einem wasseraktivierbaren Polyurethanharz beschichtet.



Glatte Oberfläche schont Kleidungsstücke.

LATEX FREE FORMULA

Latexfreie Rezeptur



Hochstabil und bruchsicher.

Anwendung

- für rigide zirkuläre Castverbände und Schienen
- Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

Lieferformen

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7227904	weiß	1,8 m x 2,5 cm	10	1/1	04780762
7227900	weiß	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	07504695
7227901	weiß	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	07504703
7227902	weiß	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	07504726
7227903	weiß	3,6 m x 12,5 cm	10	1/1	07504732
7227600	blau	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	07550442
7227601	blau	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	07550465
7227602	blau	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	07550488
7227500	rot	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	07550376
7227501	rot	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	07550399
7227502	rot	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	07550413
7227700	lila	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	07550560
7227701	lila	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	07550583
7227702	lila	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	07550614
7227800	schwarz	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	07550637
7227801	schwarz	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	07550666
7227802	schwarz	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	07550689
7345400	grün	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	05382644
7345401	grün	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	05382650
7345402	grün	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	05382667
Longetten, 3-lagig					
7454507	weiß	20 cm x 5,0 cm	10	1/1	03971394
7454508	weiß	20 cm x 7,5 cm	10	1/1	03971402
7454509	weiß	38 cm x 7,5 cm	10	1/1	03971856
7454506	weiß	76 cm x 7,5 cm	10	1/1	03971922
Longetten, 5-lagig					
7454503	weiß	38 cm x 10,0 cm	10	1/1	07783991
7454504	weiß	90 cm x 10,0 cm	10	1/1	07784016
7454505	weiß	90 cm x 12,5 cm	10	1/1	07784022