

Covermed®

Der hautfreundliche Wundschnellverband für professionelle Anwender.

Produkt

Gerade für die Bedürfnisse des professionellen Anwenders sind Pflaster erforderlich, die besonders zuverlässig, flexibel und anwendungsfreundlich sind. Das Covermed®-Sortiment ist daher auf diese Bedürfnisse des professionellen Anwenders zugeschnitten. Alle Covermed®-Produkte sind besonders hautfreundlich und sanft ablösbar bei zuverlässigem Halt, auch an vielbewegten Körperstellen. Sie verfügen über eine hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit und sind somit atmungsaktiv. Durch das Trägermaterial aus dehnbarem, weißem Polyestervlies sind die Verbände weich und anschmiegsam. Die mit Polyethylenfolie laminierte Vlieswundaufgabe sorgt dafür, dass der Verband nicht mit der Wunde verkleben kann und weist ein hohes Sekretaufnahmevermögen auf.

Covermed® Meterware:

Die Meterware ist in drei unterschiedlichen Breiten erhältlich und kann individuell zugeschnitten werden.

Covermed® Injektionspflaster:

Die Injektionspflaster sind fertig zugeschnitten und zu 500 Stück in der Packung lose geschüttet erhältlich.

Covermed®-Produkte bestehen aus einem Vlies-/Polyesterträger (Viskose, Polypropylen, Polyethylen) und sind mit einer Polyacrylatklebmasse beschichtet.



Besonders hautfreundlich und hohes Sekretaufnahmevermögen.

Anwendung

Meterware:

- zur schnellen, professionellen Erstversorgung von Bagatelverletzungen
- Folgeversorgung sezernierender Wunden

Injektionspflaster:

- Abdeckung von Injektionsstellen
- bei venösen Blutentnahmen und Punktionen

Anwendungsdauer: kurzfristig, ein bis mehrere Tage



Hautfreundliche Erstversorgung von Bagatelverletzungen sowie Folgeversorgung sezernierender Wunden.

LATEX
FREE
FORMULA

Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Meterware			
7215100	5 m x 4 cm	1/50	04110949
7215200	5 m x 6 cm	1/40	04110955
7215300	5 m x 8 cm	1/30	04110961
Injektionspflaster (500 Stück pro Faltschachtel)			
7222200	4 cm x 2 cm	1/20	03885861

CA3_62000004_01