

Leukosilk®

Das ideale Pflaster für die empfindliche Haut.

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukosilk® ist aufgrund seiner Eigenschaften universell einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Leukosilk® ist ein strahlenindifferentes, gut beschriftbares, weißes Fixierpflaster. Es ist hautfreundlich und lässt sich rückstandslos entfernen. Leukosilk® ist auch in Längsrichtung leicht von Hand reißbar und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

Leukosilk® besteht aus einem Acetatträger, beschichtet mit einer Polyacrylatklebmasse.



Leukosilk® lässt sich leicht von Hand reißen und ist auch mit Euroflasche lieferbar.



Gut hautverträglich, universell einsetzbar.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen



Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0102100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	00626219
0102200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00626225
0102400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	00626231
im Schutzring mit Euroflasche			
0102102	5,0 m x 1,25 cm	12/120	00396110
0102203	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00397109
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0103100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593646
0103200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593652
0103400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593669
0956600	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593675
0956700	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593681
0956900	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593698

CA3_62000018_01