

Leukoflex®

Das dichte Pflaster für wasserfeste Verbände und Okklusivverbände.

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoflex® ist das Rollenpflaster der Wahl, wenn es auf eine wasserfeste, nach innen und außen dichte Verbandfixierung ankommt.

Leukoflex® ist ein strahlenindifferentes, hautfreundliches, transparentes Fixierpflaster. Es passt sich konturierten Körperpartien gut an und ist neutral gegenüber Kunststoff und Gummi. Es verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und ist schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar.

Leukoflex® besteht aus einem Träger aus dehnbare Polyethylenfolie, beschichtet mit einer Polyacrylatklebmasse.



Leukoflex® ist wasserfest, transparent und wird auch von empfindlicher Haut gut getragen.



Aus dünner transparenter Folie, gut hautverträglich.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere geeignet für wasserdichte Verbände und Okklusivverbände
- Fixierung von Kanülen, Sonden und Kathetern



Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0112100	5 m x 1,25 cm	24/240	00624947
0112200	5 m x 2,50 cm	12/120	00624953
0112400	5 m x 5,00 cm	6/60	01155012
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0113100	5 m x 1,25 cm	24/240	04593445
0113200	5 m x 2,50 cm	12/120	04593451
0113400	5 m x 5,00 cm	6/60	04593468

CA3_62000012_01