

Cybertech™ puderfreie Latex-Handschuhe

Für Komfort
und Kontrolle
entwickelt



IN UNSEREM ONLINESHOP BESTELLEN

 **CYBERTECH™**
Core Products. Exceptional Value.

- Puderfrei zur Reduzierung des Risikos von Haut- und Atemwegsreizungen
- Chloriert für einfaches An- und Ausziehen
- Micro-texturierte Fingerspitzen für besseren Grip und Kontrolle
- 240 mm Manschettenlänge, 0,05 mm Handflächendicke. Manschette mit Rollrand
- Aus Naturlatex hergestellt
- Hergestellt unter Verwendung von 100% erneuerbaren Energien und nachhaltigen Rohstoffen.
- Unsteril
- Beidhändig



MEDIZINPRODUKT DER KLASSE I GEMÄSS DER VERORDNUNG
EU-MDR 2017/745 SOWIE EN 455-1/2/3/4 UND ASTM D3578



ARTIKELBESCHREIBUNG

Cybertech puderfreie Latex-Handschuhe – XS
 Cybertech puderfreie Latex-Handschuhe – S
 Cybertech puderfreie Latex-Handschuhe – M
 Cybertech puderfreie Latex-Handschuhe – L
 Cybertech puderfreie Latex-Handschuhe – XL

MENGE

100/Karton
 100/Karton
 100/Karton
 100/Karton
 100/Karton

ARTIKEL-NR.

5724333
 5724334
 5724335
 5724336
 5724337