

# Leukotape® K


Elastischer Klebeverband.

## Produkt

Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Das Tape kann in der Regel mehrere Tage getragen werden.

Mit Leukotape® K bleibt die volle Beweglichkeit erhalten.

Leukotape® K besteht aus 97 % Baumwolle, 3 % Lycra und einem Acrylatkleber.



## Anwendung

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis zu einer Woche

LATEX  
FREE  
FORMULA

Latexfreie Rezeptur



## Lieferformen

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7297810	hautfarben	5 m x 2,5 cm	5/50	01907340
7297811	hautfarben	5 m x 5,0 cm	5/50	01907357
7297812	hautfarben	5 m x 7,5 cm	5/40	01907363
7297815	rot	5 m x 2,5 cm	5/50	01907386
7297816	rot	5 m x 5,0 cm	5/50	01907392
7297817	rot	5 m x 7,5 cm	5/40	01907400
7297820	blau	5 m x 2,5 cm	5/50	01907417
7297821	blau	5 m x 5,0 cm	5/50	01907423
7297822	blau	5 m x 7,5 cm	5/40	01907446
7297823	schwarz	5 m x 5,0 cm	5/50	06110184
7297824	hellblau	5 m x 5,0 cm	5/50	06110190
7297825	pink	5 m x 5,0 cm	5/50	06110178

CA3\_62000036\_01