

Fixomull®

Die vollflächige Verbandfixierung aus zugfestem Viskosemull.

Produkt

Mit Fixomull® können großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Fixomull® ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet, der Träger besteht aus zugfestem Viskosemull und ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie strahlenindifferent. Fixomull® beugt Kontamination vor, ist einfach in der Handhabung und wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen. Fixomull® ist in Längs- und Querrichtung unnachgiebig zugfest und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

Fixomull® besteht aus einem Viskosemullträger, beschichtet mit einem Polyacrylatkleber.



Vollflächige Fixierung einer Wundkomresse mit Fixomull®.

Anwendung

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, besonders für großflächige Wundauflagen an wenig konturierten Körperpartien
- für Druck- und Entlastungsverbände



Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
0210701	2 m x 15 cm	1/24	01859598
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
0210501	10 m x 5 cm	1/24	01945949
0211001	10 m x 10 cm	1/24	01598695
0211101	10 m x 15 cm	1/24	01598703
0211201	10 m x 20 cm	1/18	01598726
0211301	10 m x 30 cm	1/18	01843628

CA3_62000014_01